



Príbalová informácia pre užívateľa

Túto informáciu si starostlivo prečítajte pred prvým použitím. V prípade ďalších otázok sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnik. Clearcanal® je zdravotnícka pomôcka.

NeilMed® Clearcanal® odstraňovač ušného mazu

Výrobca: Neilmed® PHARMACEUTICALS, INC. 601 AVIATION BVLD, Santa Rosa, CA 95403 USA

Obsah balenia:

- ✓ 1 plechovka so sterilným fyziologickým roztokom s rozprašovačom - 177 ml
- ✓ 1 fľaštička ušných kvapiek - 15 ml
- ✓ 1 špeciálny kalištek a 2 štople do uší
- ✓ príbalová informácia s návodom a varovaniami

Sada na odstraňovanie ušného mazu - NeilMed® Clearcanal®, ktoré obsahuje 10 kompletných ošetrení.

Sada Clearcanal® na odstraňovanie ušného mazu je dôležitá v prevencii proti nečistotám a baktériám, ktoré spôsobujú problémy sluchu. Keď sa vytvorí prebytok ušného mazu, môže byť nevyhnutné ucho oplachovaním zmäkčiť, uvoľniť a následne vypláchnuť.

Inštrukcie:

Tento výrobok je určený na použitie u dospelých a u detí nad 12 rokov. Pri deťoch do 12 rokov sa poraďte so svojím lekárom.

Postup na vyčistenie ucha

- nakloňte hlavu nabok a kvapnite 10 kvapiek do každého zvukovodu tým, že stlačíte kvapkáciu fľaštičku dodanú v balení; špička fľaštičky by sa nemala dotknúť zvukovodu
- ponechajte kvapky 10 minút pôsobiť vo zvukovode pri naklonenej hlave alebo použite priložené štople na upchatie zvukovodu
- je normálne pociťovať teplo v strednom uchu; potom odstráňte štople
- nasadte priložený špeciálny kalištek na plechovku, aby sa zabránilo vyliatiu tekutiny mimo ucho
- vyčistite ucho s NeilMed® Clearcanal® plechovkou, ktorá má na konci špeciálne dizajnovanú trysku, po dobu 10 sekúnd alebo podľa potreby na dosiahnutie primeraného prepláchnutia
- jemne nakloňte hlavu z jednej strany na druhú, aby mohla vyteciť zvyšková kvapalina z ucha a vysušte ucho suchým uterákom nastrknutým na konci prsta
- v zriedkavých prípadoch sa môže v ušiach vyskytnúť tlak; ak k tomu dôjde, zastavte vyplachovanie; ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc
- frekvencia používania: - maximálne dvakrát týždenne alebo podľa odporúčania svojho lekára

Nepoužívajte:

- keď ste mali alergickú reakciu na karbamid peroxid alebo iné zložky vo fľaštičke s kvapkadlom
- ak máte výtok z ucha, bolesť uší, podráždenie, vyrážku v uchu alebo máte závrat
- ak máte zranenie alebo perforáciu (dierku) v ušnom bubienku alebo ste po operácii ucha, pokiaľ to nie je doporučené lekárom
- nepoužívajte viac ako dvakrát týždenne

Pri používaní tohto výrobku:

- vyhýbajte sa kontaktu kvapalín s očami
- uchovávajte mimo dosahu detí
- v prípade požitia vyhľadajte lekársku pomoc alebo ihneď kontaktujte toxikologické centrum
- ak dôjde k náhodnému kontaktu s očami, vypláchnite oči vodou a konzultujte to s lekárom
- systém je určený pre jedného používateľa, aby sa znížilo riziko kontaminácie
- nezdieľajte ho s ostatnými v domácnosti

By nemal byť používaný v nasledujúcich situáciách:

- deti do 12 rokov
- máte dierky v ušiach
- máte ušné infekcie
- súčasné alebo v minulosti robené perforácie ušného bubienka

Ďalšie informácie

- nestriekajte do očí
- obsah v plechovke je pod tlakom, neprerážajte ani nehádzte do ohňa
- odporúčané skladovacie podmienky sú medzi 5 °C a 55 °C, mimo slnečného žiarenia a mimo dosahu zdrojov tepla
- chráňte pred mrazom



Distribútor: PAVLOVIC, s. r. o., Oreburská 1, 974 04 Banská Bystrica
www.cistynos.sk info@cistynos.sk, mobil: 0907 368 190